

saniswiss

biosanitizer

új, környezetbarát tisztító-fertőtlenítő koncentrátum,
helyreállítja eszközei régi csillogását

H₂O
mixed



helyreállítja eszközei régi csillogását, **nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket**, alkoholt vagy aldehideket, egyetlen, **univerzális** termék több helyett, minden eszköz anyagával **kompatibilis**, koncentrátum jellegéből adódóan **költségkímélő**, az **elektrolízis gátlásával** megakadályozza a korróziót, **kiemelkedő tisztító** teljesítmény különösen ultrahangos kádakban, **széles spektrumú** védelem mikroorganizmusok ellen, rövidebb hatóidő, **7-es pH**-ja nem károsítja az eszközöket, friss és kellemesen semleges illat.

biosanitizer

új, környezetbarát tisztító-fertőtlenítő koncentrátum,
helyreállítja eszközei régi csillogását



kompatibilitás a különböző eszközök anyagával

i A biosanitizer minden típusú hőálló és hőérzékeny anyag manuális előtisztítására és fertőtlenítésére alkalmas. 7-es pH-jának köszönhetően minden típusú eszköz anyagával kompatibilis, beleértve a legérzékenyebb forgó eszközöket és fúrókat is. Az alábbi anyagokból készült eszközöket a korrózió vagy az elszíneződés minden veszélye nélkül az oldatban hagyhatja akár egész éjszakára is: fémek, nikkel-titán ötvözetek, volfrám-acél, acél, műanyag, üveg, porcelán, gumi, szilikon.

gyors és gazdaságos

A kiválasztott prioritások (hatóidő, ár) alapján a biosanitizer magas minőséget kínál:

	%	biosanitizer	H ₂ O	hatékonyság
eco	0.5	5 ml	995 ml	60 min.
normal	1	10 ml	990 ml	30 min.
rapide	2 *	20 ml	980 ml	15 min.

* (ultrahangos kád esetében is)

A 750 ml-es koncentrátumból 150 liter, az 5 literesből pedig 1000 liter azonnal felhasználható (0,5%-os) oldat nyerhető, mely tiszta helyen tárolva 7 napig áll el. Erős szennyezés esetén javasoljuk, hogy korábban készítsen új oldatot.

helyreállítja eszközei régi csillogását

Az elektrolízis gátlásával megakadályozza a korróziót és ezzel egy időben eszközei régi fényét is helyreállítja. A biosanitizer különösen hatékony ultrahangos eszközök esetében. Az eljárás során kémiai stabilitását még 40 ° C-on is megőrzi.

környezetbarát

A biosanitizer olajkémiai eljárással készül, nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket, alkoholt vagy aldehideket. Magas koncentrációjának és könnyű lebomlásának köszönhetően a hagyományos tisztítószerrel összehasonlítva negyedannyi káros anyagot juttat a környezetbe. Ennek következtében a hígított oldat közvetlenül kiönthető, anélkül, hogy ezzel környezetét károsítaná.

univerzális

A biosanitizer használatával egy univerzális koncentrátum előnyeit élvezzi, azaz egyetlen terméket használhat műszerei karbantartására több helyett. A kicsapódás, elszíneződés, illetve hatásvesztés elkerülése érdekében soha ne keverje más vegyszerekkel! A termék alkalmazásával nemcsak pénzt takaríthat meg, hanem alkalmazottai munkáját is leegyszerűsíti.

- 1 indicator al băii pentru durata de viață (data)
- 2 indicator al nivelului diluării băii (1000 - 3000 ml)



dip tartály 3000 ml
kód 132017



750 ml-es flakon
kód 132015



5000 ml-es műanyag kanna
kód 132016



megfelel az európai szabványoknak

baktericid
megfelel az EN 1040,
EN 13727, EN 14561 szab-
ványoknak, MRSA
(1% <15 min. 20°C.)

fungicid
megfelel az EN 1275, EN 13624,
EN14562 szabványoknak,
(1% <30 min. 20°C)
• candida albicans
• aspergillus niger

mycobaktericid
megfelel az EN 14563
szabványoknak (B.K.)
(B.K.) (0,5% 15 min. 20°C)
• mycobacterium tuberculosis

virucid
megfelel az EN 14476 szabványnak
• HBV (0,1% 10 min. 20°C)
• PRV (0,1% 10 min. 20°C)
• HCV (0,25% 10 min.)
• HIV (0,75% 5 min.)
• BVDV (0,25% 10 min.)

• humán influenza (0,75% 5 min.)
• vaccinia (0,75% 5 min.)
• H1N1 (0,75% 5 min.)
• Herpes (0,1% 10 min. 20°C)
• HSV1 (0,1% 10 min. 20°C)

összetétel
víz, polihexametilén biguanid,
hidroklorid, propionát, N,N,-
Didecil-N-metil-poli(oxietil)am-
mónium-klorid, nem ionikus
nedvesítő szerek és amphot-
erikus, kelátképző anyagok,
segédanyagok

